

PX07

Hydrogen Peroxide High Level Disinfectant

Nadtlenek wodoru 7,5% (H₂O₂)

do użytku w systemach dekontaminacji pomieszczeń

opis produktu

Środek dezynfekujący Ready-to-use PX07 (zwany również HP75) jest pakowany w pojemniki, gotowe do umieszczenia w urządzeniu TwinCruiser, systemie do dekontaminacji pomieszczeń (LC, VGF i VGX). Jest dostarczany w postaci suchej mgielki (roztwór w aerozolu) nadtlenu wodoru.

Nadtlenek wodoru jest utleniaczem, który zabija mikroorganizmy, w tym wielooporne mikroorganizmy (MRO).

dane techniczne

skład i informacje o składnikach:	7,5% nadtlenu wodoru (H ₂ O ₂)
środki ostrożności:	P264, P305+351+338, P337+313
pojemność systemu TwinCruiser:	pojemniki 2 x 2,5 l (łącznie 5 l) lub ok. 8 aplikacji w pomieszczeniu o kubaturze ok. 80 m ³ Twin Cruiser współpracuje z 1 lub 2 pojemnikami (przełączanie jest automatycznie zarządzane przez sterownik PLC)
temperatura zapłonu:	substancja niepalna
biodegradacja:	zgodnie z kryteriami OECD, łatwo ulegający biodegradacji

Kompatybilność materiałowa (wykaz niekompletny):

metale: 302 stal nierdzewna, 316 stal nierdzewna, 410 stal nierdzewna, stal chromowana, Inconel, Aluminium

tworzywa sztuczne: Teflon, Poliester, Polistyren, Poliwęglan, Polipropylen, Polietylen, Akryl, Nylon 6, 6-6, 12, PVC

elastomery: ABS (kopolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy), Viton A (guma), Azotyn, Silikon, Neopren, kauczuk naturalny

kraj pochodzenia

Wyprodukowano w Wielkiej Brytanii



normy	przechowywanie i okres przydatności	numer katalogowy i opakowanie
NFT 72-281:2009, EN 13704, EN 14347, EN 14563, EN 13727, EN 1040, EN 14561, EN 13624, EN 14562 (raporty z testów są dostępne na żądanie) zgodność MDD (93/42/EWG) sklasyfikowano jako urządzenie medyczne klasa IIb (certyfikat dostępny na żądanie)	Przechowywać w pozycji pionowej w temp. od 5°C do 25°C, z dala od bezpośredniego oddziaływania promieni słonecznych. Okres przechowywania: 24 miesiące w nieotwartym oryginalnym pojemniku. Okres przydatności po otwarciu: 3 miesiące bez przekraczania okresu przechowywania.	2,5 l na pojemnik RFID 4 x 2,5 l na opakowanie 50 x 4 x 2,5 l na paletę

dystrybutor:

INFORMER MED sp. z o.o.

ul. Winogrody 118, 61-626 Poznań, POLAND

tel.: +48 61 664 38 00, fax: +48 61 664 38 19

e-mail: biuro@informermed.eu

www.informermed.eu

Rozwiązania dla **sterylizacji i dezynfekcji**

